

## Bite away Insekten-Stichheiler



### **Der Stift gegen Insektenstiche**

Der „bite away“ ist ein elektronisches Gerät zur äusserlichen Behandlung von Insektenstichen und -bissen, wie z.B. von Mücken, Wespen, Bienen, Hornissen oder Bremsen.

### **Handlicher Stift**

Durch die kleine handliche Form ist er überall einsetzbar. Bei sofortiger Anwendung nach einem Stich verhindert bzw. reduziert der Stichheiler die Schwellung, den Juckreiz oder Schmerz sowie ein nachfolgendes Anschwellen (je nach Empfindung auch zwei- bis dreimalige Anwendung mit 5 -10 Sekunden Pause möglich).

Bei einem Mückenstich/Moskitostich wird selbst bei späterer Anwendung, auch nach Tagen, der Juckreiz sofort gestoppt, die Schwellung nimmt schneller ab. Immer mit dabei als Insektenstich-Notfallset, welches auch im Falle von Insektenstich von Kindern angewendet werden kann.

### **Zuverlässige Wirkungsweise durch konzentrierte Wärme - ohne Chemie**

Das Prinzip beruht auf der rein natürlichen Wirkung von konzentrierter Wärme. Bei der lokalen thermischen Behandlung der Einstichstelle erfolgt ab einer Temperatur von ca. 50°C eine teilweise Zersetzung von Bestandteilen des Insektengifts sowie eine Unterbindung der Ausschüttung von Histamin. So können die unangenehmen Folgen eines Insektenstichs oder -bisses sofort und dauerhaft gestoppt werden.

### **3 Sekunden Behandlungszeit von Insektenstichen**

Es sind prinzipiell zwei Behandlungszeiten wählbar, linker Taste für 3 Sekunden und rechte Taste für 6 Sekunden. Nach dem Betätigen einer Taste wird die Aufheizphase gestartet. Ist die Solltemperatur erreicht, angezeigt durch das Aufleuchten der LED, so bestimmt die autonome Ablaufsteuerung entsprechend des gewählten Zeitbereiches den Bereich der konstanten Temperatur.

### **Patentiere Mikrochip-Technologie**

Der integrierte Mikrochip befindet sich direkt auf der vergoldeten Heizfläche. Diese Fläche wird auf den Stich bzw. auf die zu behandelnde Stelle gehalten. Nach Betätigung der Taste (links für 3 Sekunden, ideal für Kinder und empfindliche Personen oder rechts für 6 Sekunden ideal für Erwachsene) wird das Gerät aufgeheizt. Mit Beginn der Aufheizphase ertönt ein akustisches Signal. Wenn das kleine, grüne LED-Licht leuchtet, zeigt die Behandlungstemperatur an. Es erlischt nach 3 bzw. 6 Sekunden automatisch.